

화면코드	Login-00
화면 명	Login
	로그인 화면


프로젝트


Automated Measurement Service

번호

1

Browser

← → ↻  www.dyhamp.co.kr

 Automated Measurement Service

Please Sign in

1

ID

2

PW

3

34401A

▼

4

Login

5

Sign up

© 2020 OSAM 너 측정 문제 있어? All rights reserved.

#	Function
1	<b>ID Input Box</b> - ID 입력
2	<b>PW Input Box</b> - Password 입력
3	<b>Equipment Selection Box</b> - 장비 선택
4	<b>Login Submit Button</b> - 서비스 로그인 : DB와 연동하여 사용자 확인/식별
5	<b>Sign Up Button</b> - 회원가입 버튼 : 번호 2번으로 <a href="#">이동</a>

화면코드	Login-01
화면 명	Login-SignUp
	로그인 화면

프로젝트	Automated Measurement Service	번호	2
------	-------------------------------	----	---

Browser
 

< > ↺
 

www.dyhamp.co.kr

Sign Up

1

Rank No

2

Password

3

Name

4

Group

5

Rank

Cancel

Submit


© 2020 USAM
 

더 걱정 문제 있어?
 All rights reserved.

#	Function
1	<b>RankNumber Text Box</b> - 군번(현역)/순번(군무원) 입력 : DB Primary Key Value
2	<b>PW Text Box</b> - Password 입력(Hide)
3	<b>Name Text Box</b> - 사용자 이름 입력
4	<b>Group Text Box</b> - 소속 부대 및 부서 입력 : 사용자 권한과는 관련 없음
5	<b>Rank Text Box</b> - 계급

Browser

www.dyhamp.co.kr



Automated Measurement Service

1 Log out

2 Connect Method

3 ID : User / RANK : Sergeant / NAME : KIM YOUNG JU / GROUP : User\_1

4 Progress

30%

7 Last Raw Data

8 34401A / MY43515312

9

12020-10-02(ID : Admin\_1)Law Data

22020-10-08(ID : Admin\_2)Law Data

32020-10-09(ID : Admin\_1)Law Data

42020-10-12(ID : Admin\_3)Law Data

52020-10-15(ID : Admin\_2)Law Data

62020-10-17(ID : Admin\_2)Law Data


5 Chat

6 Admin :

Send

© 2020 OSAM 너 측정 문제 있어? All rights reserved.


#	Function
1	<b>User Logout Button</b> - 사용자 로그아웃 : 번호 1번으로 이동
2	<b>Connect Method Button</b> - 장비 연결 방법 안내 버튼 : 번호 4번으로 이동
3	<b>Progress Stick Gage</b> - 실시간 절차 진행 현황 모니터링
4	<b>Login Submit Button</b> - 서비스 로그인 : DB와 연동하여 사용자 확인/식별
5	<b>Chatting Box</b> - 사용자와 관리자와의 채팅



#	Function
1	<b>Left Arrow Button</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 이미지 왼쪽 이동</li><li>: 처음 이미지일 경우 숨김</li></ul>
2	<b>Right Arrow Button</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 이미지 오른쪽 이동</li><li>: 마지막 이미지일 경우 숨김</li></ul>

Browser

www.dyhamp.co.kr



Automated Measurement Service

1 Log out

2 Connect Method

3 ID : User / RANK : Sergeant / NAME : KIM YOUNG JU / GROUP : User\_1

4 Progress

30%

7 Last Raw Data

8 34401A / MY43515312

9

2020-10-02(ID : Admin\_1)

Law Data

2

2020-10-08(ID : Admin\_2)

Law Data

3

2020-10-09(ID : Admin\_1)

Law Data

4

2020-10-12(ID : Admin\_3)

Law Data

5

2020-10-15(ID : Admin\_2)

Law Data

6

2020-10-17(ID : Admin\_2)

Law Data


5 Chat

6 Admin : ○

Send

© 2020 OSAM 너 측정 문제 있어? All rights reserved.

#	Function
6	<b>Admin Login Check Display</b> - 관리자 접속 및 연결 상태 확인
7	<b>Raw Data List</b> - 최근 측정값 현황 확인
8	<b>Equipment Selection Box</b> - 사용자 보유 장비 중 선택
9	<b>Last Raw Data</b> - 과거 측정 기록 및 열람 : 번호 6번으로 <a href="#">이동</a>



#	Function
1	<b>PASS/FAIL Display</b> - 최종 결과 합/불 판정 표시 : 합격(초록) / 불합격(빨강)
2	<b>Procedure Raw Data list</b> - 과거 측정값 합/불 세부 표시


화면코드	Admin-00
화면 명	Login-admin
	로그인-관리자 화면

프로젝트	Automated Measurement Service	번호	7
------	-------------------------------	----	---

Browser

← → ↻

www.dyhamp.co.kr



Automated Measurement Service

1

ID : Admin / RANK : M.Sergeant / NAME : LEE JAE YONG / GROUP : PM

5

Log out

6

7

Test\_01

8

Chat

User : 9

2

0. 999982 V

3

DCV

ACV

RES

FREQ

PER

CLEAR

• Procedure 1

• Procedure 2


• Procedure 3

• Procedure 4

• Procedure 5

Send

4



#	Function
1	<b>Login Information</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로그인 유저 요약 정보</li> <li>: DB 와 연동</li> </ul>
2	<b>Data Display</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장비의 측정값</li> <li>: 동시에 측정값이 DB에 저장</li> </ul>
3	<b>Measurement Button</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장비 측정 제어 버튼</li> <li>: DCV, ACV, RES, FREQ, PER, CLEAR               <ul style="list-style-type: none"> <li>* DCV : 직류 전압 측정 버튼</li> <li>* ACV : 교류 전압 측정 버튼</li> <li>* RES : 저항 측정 버튼</li> <li>* FREQ : 주파수 측정 버튼</li> <li>* PER : 주기 측정 버튼</li> <li>* CLEAR : 측정값과 그래프 리셋</li> </ul> </li> </ul>
4	<b>Measurement Graph</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측정값 히스토리 그래프</li> </ul>

© 2020 OSAM 너 측정 문제 있어? All rights reserved.


화면코드	Admin-00
화면 명	Login-admin
	로그인-관리자 화면

프로젝트	Automated Measurement Service	번호	8
------	-------------------------------	----	---

Browser
 

< > ↻
 

www.dyhamp.co.kr



Automated Measurement Service

1

ID : Admin / RANK : M.Sergeant / NAME : LEE JAE YONG / GROUP : PM

5

Log out

6

Procedure

7

Test\_01

8

Chat

9

User :

2

0. 999982 V

3

DCV

ACV


RES

FREQ

PER

CLEAR

4



• Procedure 1  
 • Procedure 2  
 • Procedure 3  
 • Procedure 4  
 • Procedure 5

Send

© 2020 OSAM 너 측정 문제 있어? All rights reserved.

#	Function
5	<b>Admin Logout Button</b> - 사용자 로그아웃 : 번호 1번으로 이동
6	<b>Procedure Box</b> - 측정 절차 정보 : 측정 수행 후 결과값 확인 : DB에 연동
7	<b>Procedure Selection</b> - 측정 절차 선택
8	<b>Chatting Box</b> - 사용자와 관리자와의 채팅
9	<b>User Login Check Display</b> - 사용자 접속 및 연결 상태 확인